



Dyreværnsrådet
Justitsministeriet

Jmt. Md.

24 AUG. 2004

J 2004

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dato: 20 AUG. 2004
Kontor: Civilkontoret
Sagsbeh.: Rikke Søgaard Berth
Sagsnr.:
Dok.: RSB20337

Udtalelse om flammebehandling af hårvækst på yvere

Ved brev af 4. marts 2004 har Danmarks JordbrugsForskning anmodet Dyreværnsrådet om en udtalelse om flammebehandling af hårvækst på yvere.

På baggrund af henvendelsen anmodede Dyreværnsrådet ved brev af 26. marts 2004 Mejeriforeningen/Dansk Kvæg om en skriftlig redegørelse for formål, fordele og ulemper ved flammebehandling af hårvækst på yvere. Rådet anmodede ved samme lejlighed endvidere om bistand til at arrangere, at rådet kunne overvære en demonstration af behandlingen.

Mejeriforeningen/Dansk Kvæg, fremsendte den 30. april 2004 en rapport om fjernelse af hår på yvere ved svidning med flamme.

Den 10. maj 2004 overværede Dyreværnsrådet en demonstration af flammebehandling af hårvækst på yvere. Demonstrationen omfattede tillige fjernelse af hårvæksten ved hjælp af klipning, hvilket udgør den alternative metode til at fjerne hårvækst på yvere.

Dyreværnsrådet har den 27. maj 2004 fra Mejeriforeningen/Dansk Kvæg modtaget litteratur om emnet samt en brugsanvisning til brugen af apparat til flammebehandling (vedlagt). Det blev i den forbindelse oplyst, at "Udder Singe" er eneste apparat på markedet til brug for flammebehandling af hårvækst på yvere.

Rådet har behandlet sagen på tre møder.

Akt.nr. /

Justitsministeriet
Civilkontoret

2004 NR. 5431 - 0013

Slotsholmsgade 10
1216 København K

Telefon: 33 92 33 40
Telefax: 33 93 35 10

E-post: jm@jm.dk
Internet: http://www.jm.dk

I den anledning skal Dyreværnsrådet udtale følgende:

Dyreværnsrådet finder, at det er dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt at fjerne hårvækst på yvere ved flammebehandling, såfremt flammebehandlingen sker ved korrekt brug af et hertil egnet apparat.

Rådet finder på denne baggrund, at det ved flammebehandling af hårvækst på yvere er nødvendigt at tage de forholdsregler, der fremgår af den vedlagte brugsanvisning, og rådet finder derudover, at:

- yveret skal være rengjort inden flammebehandlingen, og
- der skal være vand tilgængeligt i forbindelse med flammebehandlingen.

På rådets vegne



Svend Johansen

Formand

Vi forebygger sygdomme og øger produktionen

Den originale

UDDER SINGE

Brugsanvisning

1. Før brænderen tændes, renses brænderåbningen med rensningsaggregatet (sidder i den forreste del af det sorte håndtag) ved at sætte det ind og dreje det.
2. Vær sikker på at det gule håndtag er drejet på OFF.
3. Forbind slange til gasflasken og gør forbindelsen fast.
4. Åben gasflasken helt og undersøg samlingerne for lækager med sæbevand.
5. Hvis der er gasudslip, lukkes for gasventilen og slangen tages af.
6. Check spændebånd, samlinger og gasflaske ventil for urenheder, rens hvis nødvendig.
7. Forbind igen som før, hvis der stadig er udslip, bring gasflaske og udstyr til forhandler.
8. Hold brænderen væk fra dig selv og fra alt brændbart.
9. Åben den gule brænderventil helt (vandret med ventil).
10. Tryk gentagne gange på tænderen i brænderens huller indtil antændingen opstår (bemærk 10 sekunder kan gå før den fremtrængende gas kan presse luften ud af gasledningen).
11. Tilpas gasflammen ca. 8 cm så den er helt gul; gå til kørerne fra siden eller bagfra og begynd arbejdet.
12. Lad flammen køre i kort tid (ca. 1-2 sekunder) over behårede arealer, hvor hårene skal fjernes.
13. Brug en grillhandske, hvis det er nødvendigt at slukke opflamninger i arealer, hvor der er usædvanlig tyk hårvækst.
14. Det kan være nødvendigt at behandle arealer med meget hår ad flere omgange.
15. Brug en saks til at klippe en busket hale. Hold derefter halen væk fra dyret og behandl den.
16. Bevæg flammen langsomt med en afstand på ca. 7,5-10 cm under yver og bug og før den derefter op bag om yveret.

Bemærk

Brænderens flamme kan reduceres kraftigt ved delvis at lukke det gule ventilhåndtag og dermed begrænse gastilførslen.

Vend!

DANISH GENETICS A/S – Erri-Comfort A/S

Voddervej 1, Frifelt, 6780 Skærbæk - Tlf. 97 13 23 82 Fax 97 13 36 28

e-mail: info@erri-comfort.dk

Vi forebygger sygdomme og øger produktionen

Den originale

ØDDER SINGE

Bør:

- Må kun benyttes i et velventileret lokale.
- Brug altid Lp gas (en 11 kg flaske anbefales).
- Drej altid det gule håndtag skråt hen over brænderens regulator (OFF position i urets retning) før man forbinder med gasflasken.
- Monter regulator med ventilationshuller vendende nedad.
- Brug altid sæbevand til at afsløre gasudslip.
- Hold brænderen bort fra dig selv, når du tænder den.
- Luk det gule håndtag (med uret) efter brug.
- Sluk for ventil efter brug.
- Hold altid brænderhuller rene og tørre.
- Klip altid buskede haler med en saks før fjernelse af hår.
- Fjern altid hår FØR brug af pattedyp.

Bør ikke:

- Åben aldrig brænderventil nær åben ild.
- Prøv aldrig på at fjerne hår på våde eller mudrede dyr.
- Ryg aldrig mens brænderen anvendes.
- Efterlad aldrig en tændt brænder uden opsigt.
- Brug aldrig frynset beklædning, mens brænderen bruges.
- Brug aldrig en flamme til at undersøge gas utætheder.
- Forsøg aldrig at fjerne hår på en busket hale på en ko (klip dem først).
- Fjern aldrig hår på et yver umiddelbart efter at have dyppet patterne – pattedyp eller spray kan være brandfarlig.
- Må ALDRIG anvendes i nærheden af løs strøelse, hø og halm.

Vend!

DANISH GENETICS A/S – Erri-Comfort A/S

Voddervej 1, Frifelt, 6780 Skærbæk - Tlf. 97 13 23 82 Fax 97 13 36 28

e-mail: info@erri-comfort.dk